

# SWISS PIEZOCLAST®

→ FOKUSSIERTE STOSSWELLENTHERAPIE



**EMS** 

# SWISS PIEZOCLAST®

> Behandeln Sie Erkrankungen und Schmerzen des Bewegungsapparates und der Haut effizient und intensiv mit der fokussierten ESWT von EMS.



**FOKUSSIERTE  
ESWT**



## PRÄZISE →

> Fokussierung des positiven Drucks der Stosswelle weg vom Gelkissen hin zu einem Fokuspunkt

## TIEFENWIRKUNG →

> Behandlungen in bis zu 80mm Tiefe möglich

## SCHMERZFREI →

> Sensible Energiedosierung für optimale Intensität. Behandlung ohne lokale Anästhesie

PRODUKTREFERENZ	FT-204
TECHNOLOGIE	Piezoelektrische fokussierte ESWT-Technologie
POSITIVE ENERGIEDICHTE (ED+)	ED <sub>+</sub> : 0.41 mJ/mm <sup>2</sup> - ED TOT: 0.82 mJ/mm <sup>2</sup>
KAVITATIONSGRAD	Steigt mit der Intensität
FREQUENZ	Bis 8Hz
STANDARDKONFIGURATION	Swiss PiezoClast® Steuereinheit, Therapiequelle Handstück, Gelkissen, 3 Fach Fußschalter

# EMS-MEDICAL.COM

Weitere Informationen unter: [welcome@ems-ch.com](mailto:welcome@ems-ch.com)

