

# Upholstery *cleaning*

- EN Follow the instructions for cleaning and disinfecting as described in the Enraf-Nonius Operating Instructions.
- DE Folgen Sie den Anweisungen zum Reinigen und desinfizieren, wie beschrieben in der Enraf-Nonius Gebrauchsanweisung.
- FR Suivez les instructions de nettoyage et de désinfection, comme décrit dans le mode d'emploi de Enraf-Nonius
- ES Siga las instrucciones para la limpieza y desinfección tal como se describe en las Manual de uso de Enraf-Nonius.
- IT Seguire le istruzioni di pulizia e disinfecting come descritto nelle manuale dell'utente Enraf Nonius.
- NL Volg de instructies reinigen en desinfecteren zoals die beschreven zijn in de Enraf-Nonius Gebruikershandleiding.

Manufacturer	Name of disinfectant	Quick-acting disinfectants
Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH	Antiseptica Kombi Flächen Des.	
	Biguacid Plus	
	Biguacid-S	
	Descogen® Liquid	
	Descocid®-N	
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol® rapid	x
	Melsept® SF	
	Hexaquart® S	
	Meliseptol® foam pure + fresh	
Bode Chemie GmbH	Bacillo® AF	x
	Bacillo® AF-Tissues	x
	Bacillo® 30 Foam	
	Bacillo® 30 Tissues	x
	Kohrsolin® extra Tissues	
	Mikrobac® forte	
	Mikrobac® Tissues	x
cosiMed GmbH	cosiMed Schnelldesinfektion	x
	cosiMed Desinfektionstücher	
DESOMED	DESOMED® RAPID UNIVERSAL	x
DR. SCHUMACHER GMBH	BIGUANID FLÄCHE N	
	CLEANISEPT®	
	DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	x
	DESCOCEPT AF	x
	OPTISAL® N	
	OPTISEPT®	
DR. Weigert	neoform MED rapid	x
Ecolab Deutschland GmbH	Incidin® Active	
	Incidin® Foam	x
	Incidin™ OxyWipe	

Manufacturer	Name of disinfectant	Quick-acting disinfectants
	Incidin® PLUS	
	Incidin® Liquid Spray	x
	Sani-Cloth® Active - Tücher	x
GAMA Healthcare Ltd.	Clinell Alcohol Wipes	
	Clinell Universal Wipes	
JOYA International	JOYA®	
Lysoform	Aldasan® 2000	
	Clorina®	
	Fugaten®	x
	Hospisept® - Tuch	x
	Lysoformin®	
	Lysoformin® spezial	
	Trichlorol®	
Peppler GmbH	Micro Clean	x
	Micro Clean Foam	x
	Immix Clean	x
PINO GmbH	Septapin® Wipes	
Reckitt Benckiser	SAGROTAN® Hygiene-Spray	
SARAYA EUROPE	Alpet D2	x
Schülke & Mayr GmbH	mikrozid® AF liquid	x
	mikrozid® AF wipes	x
	mikrozid® sensitive liquid	x
	mikrozid® sensitive wipes	x
	perform®	
	terralin® liquid	x
	terralin® protect	
	TPH protect	
Tana Chemie GmbH	APESIN rapid	

upholstery  
cleaning

Enraf-Nonius B.V.  
Vareseweg 127  
3047 AT Rotterdam

T +31 (0)10 20 30 600  
F +31 (0)10 20 30 699  
E info@enraf-nonius.nl

www.enraf-nonius.com