

GHARIENI

G-VAC



EFFEKTIVE STRAFFUNG UND
BELEBUNG DES KÖRPERS



WELLNESS JENSEITS DER SCHWERKRAFT

Erleben Sie eine bahnbrechende Wellness-Technologie, die die herkömmlichen Lymphdrainage-Behandlungen drastisch verbessert. G-Vac vereint die Pioniertechnologie der NASA mit einem Wellness-Erlebnis für eine neue Dimension von Schönheit, Erholung und Wohlbefinden. Alle Behandlungsprogramme unterstützen die natürlichen Fähigkeiten des Körpers zur Wiederherstellung des Gleichgewichts.

G-Vac wurde für die Behandlung der unteren Körperhälfte entwickelt und bietet eine Vielzahl von Vorteilen, wie die Förderung des Lymphflusses und die Optimierung der Blutzirkulation. Neben der sichtbaren Verringerung von Cellulite und Besenreisern hilft es bei der Regeneration nach dem Sport und lindert Bein- und Fußbeschwerden, Schwellungen und Müdigkeit und verleiht dem Körper eine frischere und straffere Kontur.





BEHANDLUNGSPROGRAMME

G-Vac-Behandlungen können mit gezielten Behandlungsprogrammen und einstellbaren Druckstufen individuell angepasst werden. Alle Programme haben Standard- und erweiterte Optionen

Figur-Training

Kombiniert Lymphdrainage, Entgiftung, Hautstraffung und reduziert Cellulite sowie Besenreiser.

Regeneration & Performance

Eine optimale Methode für Sportler zur Unterstützung der Regeneration nach intensiven sportlichen Aktivitäten, zur Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates und zur Optimierung der Leistung.

Gesundheits- und vaskuläres Training

Passives Training für das vaskuläre System, um die Durchblutung des unteren Körperbereichs zu fördern, Schwellungen zu lindern und zur Entlastung von „schweren“, schmerzenden Beinen und Füßen beizutragen.

Wellness & Vitalität

Lymphdrainage, kombiniert mit der Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) und einer verbesserten Durchblutung für mehr Vitalität und Wohlbefinden.



VON DER NASA ENTWICKELTE TECHNOLOGIE

Der G-Vac ist der einzigartige Zugang zu transformativen Wohlbefindeneinen. Durch ihn kommen die wissenschaftlichen und klinisch belegten Vorteile der intermittierenden Vakuumtherapie in einem praktischen System zur Anwendung. Die Technologie, auf der G-Vac basiert, wird von der NASA in der bemannten Raumfahrt eingesetzt, um die Blutzirkulation im unteren Körperbereich der Astronauten in der Schwerelosigkeit aufrechtzuerhalten.

Die intermittierende Vakuumtherapie (IVT) oder Unterdruck-Körpertherapie (NPBT) nutzt eine kontrollierte Saug- und Druckwirkung, um den unteren Körper in der G-Vac-Kammer sanft zu komprimieren und zu dekomprimieren. Dieser Wechselzyklus regt die Durchblutung an und fördert die Lymphdrainage, während gleichzeitig Muskelverspannungen auf nicht-invasive Weise abgebaut werden.

Die Kombination aus evidenzbasierter und kontaktloser Technologie bietet die Möglichkeit, den G-Vac nahtlos in Luxus-Spa-, Wellness-, Sport- oder Medical-Wellness-Bereiche zu integrieren, um das Erlebnis der Gäste zu verbessern und die gewünschten Ziele und Ergebnisse zu optimieren.

CELLULITE UNTER DRUCK

Cellulite entsteht, wenn sich Fettpolster durch das Bindegewebe unter der Haut drücken. In den Fettzellen lagern Giftstoffe und Stoffwechselprodukte, die nur über das Lymphsystem abtransportiert werden können. Da das Lymphsystem keine eigene Pumpfunktion wie das Herz im Herz-Kreislauf-System

besitzt, ist der Fluss der Lymphe in erster Linie auf die Tätigkeit der Skelettmuskeln angewiesen. Diese Funktion ist beeinträchtigt, wenn das Bindegewebe unter der Hautoberfläche schwach ist - selbst bei körperlicher Betätigung.

ECHTE STORIES, ECHTE ERGEBNISSE:



Vorher



Nach 3 Wochen



Vorher




Nach 3 Wochen

SCHÖNHEIT VON INNEN

G-Vac bietet die Möglichkeit, ein neues Selbstvertrauen zu erlangen, indem Cellulite reduziert, Hüften und Oberschenkel gestrafft und die Haut geglättet und revitalisiert wird. Es enthüllt die Schönheit von innen, auf eine entspannende und sanfte Weise.

Die Ergebnisse sprechen für sich.

- Signifikante Verringerung des Oberschenkel- und Hüftumfangs
- Reduktion von Besenreisern
- Reduktion von Orangenhaut
- Verringerung der Hauttrockenheit
- Verbesserung des Hauttons
- Verringerung des Gefühls "schwerer Beine"



ERHOLUNG

Reisebegeisterte und Vielflieger, Berufstätige mit sitzender Tätigkeit, wie z. B. Büroangestellte, können alle von der Verbesserung der Blut- und Lymphzirkulation durch G-Vac profitieren und so die mit längerer Inaktivität verbundenen Risiken verringern. Auch ältere Menschen, die Probleme mit der Blutzirkulation und

dem Lymphfluss haben, können von einer Behandlung mit G-Vac profitieren. Für Sportler oder aktive Menschen bietet G-Vac eine effektive Unterstützung der Muskelregeneration und ebnet den Weg für eine bessere Erholung nach intensiven Aktivitäten.

LINDERUNG DER BESCHWERDEN
BEI MÜDEN UND GESCHWOLLENEN
BEINEN UND FÜSSEN

UNTERSTÜTZUNG DER
SPORTLICHEN ERHOLUNG


OPTIMIERTES WOHLBEFINDEN

Neben den körperlichen Aspekten bietet G-Vac die Grundlage für ein besseres allgemeines Wohlbefinden und fördert die Vitalität und Energie.

Unabhängig von Lebensstil oder beruflicher Tätigkeit erwartet die Anwender eine harmonische Wirkung, die ihr körperliches Wohlergehen verbessert.

ENTFACHE EINEN SCHWUNG NEUER
ENERGIE, FÜR EINEN FRISCHEN UND
STRAHLENDEN KÖRPER





ROTLICHT-MODUL

Kann zu jedem Programm hinzugeschaltet werden, um den Nutzen der Behandlung zu erhöhen.

Rotes und Nah-Infrarot-Licht nutzt die Kraft bestimmter Wellenlängen, um die natürlichen Heilungs- und Verjüngungsprozesse der Haut zu stimulieren. Diese nicht-invasive Behandlung bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Förderung der Kollagen- und Elastinproduktion, die wichtige Proteine für die Erhaltung der Elastizität und Festigkeit der Haut sind.

Außerdem hilft sie, Entzündungen zu reduzieren, die Wundheilung zu beschleunigen und die Gesundheit und das Aussehen der Haut zu verbessern.

GHARLENI G-VAC



TECHNISCHE DATEN

- Elektrisch verstellbare Rückenlehne
- Zertifizierte Qualität nach ISO / EN
- TÜV-geprüft und mit CE-Kennzeichnung
- Hergestellt in Deutschland
- Garantie: 2 Jahre (Garantieverlängerung möglich)

- Netzspannung: 230 V
- Leistung: 1300 VA
- Eingangsstrom: 5,5 A
- Gewicht: 145 kg
- Material: Aluminium
- Abmessungen: (B T H) 2200 x 880 x 1300 mm

MADE
IN
GERMANY



Haftungsausschluss

Die angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten gedacht oder bestimmt. Nichts, was mit unseren Produkten und Dienstleistungen zusammenhängt, sollte als medizinische Behandlung oder Beratung interpretiert werden, weder direkt noch indirekt. Wenden Sie sich immer an einen zugelassenen Arzt, bevor Sie sich einer Behandlung unterziehen oder dieses Gerät verwenden.

***G**HARLENi*

Offizieller Vertrieb für die Schweiz:



MTR Equipments
Fällmisstrasse 64
8832 Wilen b. Wollerau

044 787 70 80
info@mtr-ag.ch
www.mtr-ag.ch