

PiezoWave^{2T}

Unsere neuen ESWT Therapiequellen
der PiezoWave^{2T} Generation

FB10G6

Leistungsstark
mit hoher Eindringtiefe

F10G10

Höchste Eindringtiefe mit
langgestreckter Fokuszone

FBL10x5G2

Weltweit einzigartig: Linienfokus
mit großem Volumen und
höchster Pulsenergie

F10G4

Unser Allrounder mit
außergewöhnlichen
Leistungsdaten

F7G3

Handlich
mit präzisiertem Fokus




Veränderte Bewegungsmechanismen verstehen, bedeutet Biomechanik berücksichtigen und in Behandlungen mit einzubeziehen.

Hohe Stoßwellen-Frequenzen bieten die Möglichkeit einer dynamischen ESWT-Applikation

Mit unseren neuen Therapiequellen der PiezoWave^{2T} Generation können Sie ab sofort mit bis zu 12 Hertz behandeln – gültig für alle Versionen des PiezoWave² und PiezoWave^{2T}. Dies erweitert die Möglichkeiten der ESWT für dynamische Anwendungen, bei denen die Therapiequelle über das Zielgewebe bewegt wird.

Damit kann zügig und homogen die notwendige Energie über langstreckig anatomische Strukturen appliziert und umfassend ganze myofasziale Ketten bearbeitet werden.



Starke Leistung, auch bei hohen Stoßwellen-Frequenzen

Stabiles Frequenz-Energieflussdichte-Verhältnis

Herkömmliche ESWT-Technologien reduzieren ungewollt die Stoßwellen-Frequenz bei der Nutzung höherer Intensitäten, da sie in ihren technischen Möglichkeiten limitiert sind.

Die neuen Therapiequellen der PiezoWave^{2T} Generation hingegen garantieren über eine weite Bandbreite ein stabiles Frequenz-Intensitäts-Verhältnis. So kann mit einer Frequenz von bis zu 12 Hertz, auch bei hohen Intensitäten, stabil gearbeitet werden. Für die höchsten Intensitätsstufen orientieren wir uns an den Leitlinien der ISMST/DIGEST und haben die Frequenz auf max. 8 Hz reduziert.



Vertrieb für die Schweiz:
MTR - Health & Spa AG
Fällmisstrasse 64 | 8832 Wilen b. Wollerau
044 787 70 80 | info@mtr-ag.ch | www.mtr-ag.ch



ESWT/ESWL Team von



spirit of excellence

Folgen Sie uns auf:



© 2021 by Elvation Medical GmbH. All rights reserved. Diese Broschüre ist für das Gebiet der Europäischen Union (CE Raum) erstellt und nur für medizinische Fachkreise bestimmt. Sie kann Informationen zu Produkten, Softwares und Indikationen enthalten, die möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Änderungen vorbehalten/Abbildungen können abweichen. Tablet PC sowie gezeigte Produkte/Komponenten können optional / nicht in der Lieferung enthalten sein. Alle Angaben zur EFD beziehen sich auf die totale Energielassdichte. Garantie der Therapiequellen bis zu 5 Mio. Stoßwellenimpulsen innerhalb des Garantiezeitraums. Alle Angaben bezüglich anderer Technologien können von Hersteller zu Hersteller variieren. T-Mode - Patent der EPU-Vertragsstaaten. Der Elvation HUB ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar, für die Nutzung ist eine Internetverbindung vorausgesetzt.